

**OFTALMOPLASTICA . OCULOPLASTIC
STRABISMO . MUSCLE SURGERY
ESTETICA . AESTHETIC CANNULAS**

EDI.4

**we elaborate Concepts
to give a clearer Vision**



e. *janach*[®]
janach.it

La chirurgia oftalmoplastica o chirurgia orbito-palpebrale è una branca ultraspecialistica dell'oculistica; di pertinenza del chirurgo oftalmoplastico è il trattamento delle anomalie di posizione delle palpebre (ptosi, entropion ed ectropion), dei tumori e dei traumi palpebrali, della ricostruzione delle vie lacrimali, ed anche delle più complesse problematiche legate a traumi e tumori orbitali. Chirurgia specialistica di un territorio di confine tra chirurgo plastico, otorino, maxillo-facciale e neurochirurgo, ma che grazie ad un training specifico ed alle basi oculistiche fanno dell'oculoplastico lo specialista più esperto nel trattamento delle suddette patologie.

Questa vasta branca di patologie di comune riscontro nella pratica clinica dell'oculista, accanto all'attrazione rappresentata dalla chirurgia estetica delle palpebre e del sopracciglio fanno dell'oculoplastica una branca in netta espansione e di sempre maggior interesse nella comunità scientifica oculistica. Fra i prodotti più rilevanti trovate un CUSTOM PACK dedicato, e cannule S.E.F.F.I. In questa edizione sono anche stati inseriti gli strumenti più significativi della chirurgia dello strabismo.

Oculoplastic, Reconstructive and Orbital Surgery is a sub-speciality of ophthalmology which deals with the treatment of eyelid malpositions, trauma and tumors, with the restoration of patency in the lacrimal outflow system, and with the treatment of orbital trauma and tumors.

The increasing need in the general ophthalmologist practice for the treatment of these common conditions and the commercial attractive represented by the cosmetic aspect of the sub-speciality, have been making of oculoplastic surgery a rapidly growing field of interest among ophthalmologists. Among the most relevant products you will find a dedicated CUSTOM PACK and S.E.F.F.I. cannulas. Additionally, muscle surgery instruments have been included in this edition.

OPHTHALMOPLASTIC CUSTOM PACK

SET PER PALPEBRE/LID SURGERY SET

DCR - SET per DACRIO e VIE LACRIMALI/DCR - LACRIMAL SURGERY SET

STRABISMO /MUSCLE SURGERY

ESTETICA CANNULE/AESTHETIC CANNULAS

CANNULE S.E.F.F.I.

CONTAINERS e ACCESSORI/STERILIZATION TRAYS and ACCESSORIES

JT0006 OPHTHALMOPLASTIC CUSTOM PACK

SINGLE BOX

**set composto da:
includes:**

1 telo tavolo porta strumenti avvolgente 160x160 cm


1 drape, cm 160x160

1 telo paziente **A** con fessura adesiva, taglio a U, 150x200 cm

1 patient drape with adhesive fenestration, cm 150x200

1 telo **B** 75x90 cm in TNT bi accoppiato con lato adesivo

1 TNT drape 75x90 cm bicoupled with adhesive side



1 siringa luer lock, 5 ml / 1 luer lock syringe, 5 ml




1 ago da 30G x 1/2" (13 mm) / needle 30G x 1/2" (mm 13)



1 ago da 18G x 1/2" (38 mm) / needle 18G x 1/2" (mm 38)



tamponi 5x66 mm / sponges 5x66 mm



SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET

J2622.3

Dilatatore per vie lacrimali, smusso

Lacrimonal dilator, blunt tip



J7004

Sonda malleabile per vie lacrimali, mis. 00/0

Lacrimonal probe malleable, mis. 00/0



Castroviejo

J2820.1



Compasso, scala 15 mm

Caliper, scale 15 mm

J2820.2



Compasso, scala 20 mm


Caliper, scale 20 mm

J2820.3



Compasso, scala 20 mm, punte curve

Caliper, scale 20 mm, curved tips



J2826

Righello,
da 15 cm, per riferimenti palpebrali

15 cm Ruler,
for lid references



J7418



Pinza per cute,
con 1x2 denti curvi da 0.60 mm, con ppf

Skin forceps,
1x2 curved 0.60 mm teeth, with tying platform

Castroviejo

J3210




Pinza da sutura, retta,
con 1x2 denti obliqui da 0.35 mm, con ppf


Suturing forceps, straight,
1x2 oblique 0.35 mm teeth, with tying platform


4

SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET

J3096.1  Pinza anatomica, robusta, retta, presa zigrinata da 0.90 mm Dressing forceps, strong, straight, 0.90 mm, serrated jaws

J3360  robusta, retta, presa zigrinata da 1.20 mm strong, straight, 1.20 mm, serrated jaws

J3362  robusta, curva, presa zigrinata da 1.20 mm strong, curved, 1.20 mm, serrated jaws

Castroviejo J3020.3  Pinza anatomica, retta, presa zigrinata robusta, da 0.70 mm Dressing forceps, straight, 0.70 mm, strong, serrated jaws

J3090  Pinza fissazione e da cute, retta, con 1x2 denti retti da 1.00 mm Fixation and skin forceps, straight, 1x2 straight 1.00 mm teeth

J3346  Pinza da fissazione, retta robusta, con 1x2 denti retti da 1.2 mm Fixation and skin forceps, straight 1x2 straight 1.2 mm teeth

J3094  robusta, con 2x3 denti retti da 1.40 mm strong, 2x3 straight 1.40 mm teeth

J7150  Forbice per dissezione, robusta, curva, smussa, lame da 10 mm Scissors for dissection, strong, curved, 10 mm long blades, blunt tips

J7152  Forbice per dissezione, delicata, curva, acuta, lame da 10 mm Scissors for dissection, delicate, curved, 10 mm long blades, pointed tips

J2310  Manico Parker per lamette palpebrali smontabili Parker handle for lid blades

J2315  Lametta palpebrale, retta, fig.15, sterile Lid blades, straight, fig.15, sterile

SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET

J4198



Port'aghi Twister,
curvo, **senza arresto**, da 120 mm,
anti-incarcerazione della sutura

SnagFree Twister needle holder,
curved, **without lock**,
overall length: 120 mm

Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

J7186



Port'aghi per sutura,
curvo, **senza arresto**, con piani delicati,
da 120 mm

Needle holder,
curved, **without lock**, with delicate jaws,
overall length: 120 mm

J7187



curvo, **con arresto**

curved, **with lock**

J7184



Port'aghi per suture palpebrali,
retto, **con arresto**, da 145 mm


Needle holder,
straight, **with lock**, overall length: 145 mm

J7185



curvo, **con arresto**

curved, **with lock**



J7170




Port'aghi, retto, robusto, con morso in
carburo di tungsteno, impugnatura ad anelli

Needle holder, straight,
carbide tungsten jaws, ring handle


SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET




J7421		Pinza Adson, anatomica retta	Adson dressing forceps, straight
J7422		1x2 denti robusti, anatomica retta	straight, 1x2 strong teeth
J7422.1		1x2 denti, anatomica retta	straight, 1x2 teeth
J7423		7x7 denti robusti, anatomica retta	straight, 7x7 strong teeth





J7260		Clamp emostatica per ptosi, per tecnica Fassanella-Servat, curva, delicata	Fassanella-Servat ptosis clamp, curved, delicate
-------	--	---	---





	COD	A	B	Descrizione	Description
	Janach J7140	110	22	curva, smussa, sezione convessa	curved, convex section blades, blunt tips
	Janach J7141	110	22	retta, smussa, sezione convessa	straight, convex section blades, blunt tips


SET PER PALPEBRE
LID SURGERY SET




	COD	A	B	Descrizione	Description
	Janach J7142	95	22	Forbice per cantotomia, retta, acuta	Canthotomy scissors, straight, pointed tips



	COD	A	B	Descrizione	Description
	Janach J7143	115	25	retta, acuta	straight, pointed tips



	COD	A	B	Descrizione	Description
	Janach J7144	100	13	Forbice lunga 100 mm, curva, supersharp, punte acute, lame da 13 mm	100 mm long scissors, curved, supersharp, 13 mm long blades, pointed tips
	COD	A	B	Descrizione	Description
	Janach J7145	100	13	Forbice lunga 100 mm, curva, supersharp, punte smusse, lame da 13 mm	100 mm long scissors, curved, supersharp, 13 mm long blades, blunt tips

SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET



	COD	A	B	Descrizione	Description
	Stevens J1300	105	15	per tenotomia, retta, smussa	tenotomy scissors, straight, blunt tips
	Stevens J1302	105	15	per tenotomia, curva, smussa	tenotomy scissors, curved, blunt tips



J7440	Pinza per congiuntivo-mullerectomia, con vite di fissaggio	Lid forceps, for conjunctive-mullerectomy, with fixing screw
-------	--	--



Wright J7080	Ago da ptosi per sospensione al frontale, asola ovale da 1x6 mm	Fascia needle, 1x6 mm oval hole
--------------	---	---------------------------------



J7250	Pinza emostatica, retta, 3.5 cm	Serrefine, small, straight, 3.5 cm
-------	---------------------------------	------------------------------------

SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET

PLACCHE SATINATE per LASER CO₂

LID PLATES for LASER CO₂ GLAZED

Jaeger
J2120



Placca, satinata

Lid plate, glazed

J2125



Placchetta ovale per Laser CO₂,
satinata, da 27x20 mm

Scleral shield, for Laser CO₂,
glazed, 27x20 mm

J2125.1

da 30x22 mm

30x22 mm

J2120.2



Doppia placca a zeta,
satinata, per Laser-Blefaroplastica

Z-shaped, double lid plate,
glazed, for Laser Blepharoplasty

J3500.6



Clamp palpebrale per laser CO₂

Eyelid clamp for CO₂ laser

J2141



Uncino doppio per cute

Skin hook sharp

Lucchini
J7052



Doppio uncino retrattore per cute,
con apertura regolabile a compasso

Double hook with adjustable
caliper-opening

SET PER PALPEBRE LID SURGERY SET

Desmarres
J2100.1



12 mm



Elevatore palpebrale, 12 mm



Lid retractor, 12 mm blade

J2100.2



14 mm



14 mm



14 mm blade

Disponibili rivestiti per tecnica Laser CO₂

Available also in coated version for Laser CO₂ technique

J2100.3



16 mm



Elevatore palpebrale, 16 mm



Lid retractor, 16 mm blade

J2100.4



18mm




Elevatore palpebrale, 18 mm



Lid retractor, 18 mm blade

Bunge
J2550.1





Cucchiaio da eviscerazione, da 8 mm



Evisceration spoon, 8 mm

Ragnell
J7320




Doppio retrattore

Double-ended retractor






J7048



Uncino per cute, acuto, **delicato**

Skin hook, pointed, **delicate**


J7049



Uncino da retrazione cute **pediatrico**

Tissue hooook, **pediatric**

J2126



Uncino per cute, **robusto**

Tissue hook, **strong**

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI

J2622.3



Dilatatore vie lacrimali,
robusto, Ø 0.40 mm



Lacrimal dilator,
strong, Ø 0.40 mm

Perone
Incarbone
J3648



Pinza per stretching lacrimale,
azione incrociata, calibrata, punte smusse,
scanalatura sulla faccia interna delle branche

Cross-action forceps
for stretching of lacrimal ducts,
blunt, tapered tips

J7004



Sonda malleabile per vie lacrimali, mis. 00/0

Lacrimal probe malleable, size 00/0

Bowmann
J7010



Sonda doppia, cilindrica, mis. 5/6

Double ended lacrimal probe, size 5/6

De Conciliis
J2657



Trapano coassiale per endoscopia vie lacrimali,
Ø 1.2 x 30 mm

Coaxial trephine for lacrimal endoscope,
Ø 18 G x 30 mm

De Conciliis
J2658



Trapano per canalicoli lacrimali,
rastremato 1.2 - 0.8 x 40 mm, bordi affilati

Trephine for lacrimal canaliculi,
tapered 18 - 21 G x 40 mm, sharp edges

J7030



Cannula per intubazione/infusione
vie lacrimali doppio calibro, Ø 1-0.60 mm

19-23 G tapered lacrimal cannula,
straight

Bangerter
J2633.0



Cannula, poco curva, braccio da 60 mm,
Ø 0.60 mm, foro ovale, chiusa in punta

Cannula,
lightly curved, Ø 23G, 60 mm long

J2633.1



braccio da 60 mm, Ø 0.80 mm

Ø 21G, 60 mm long

J2633.2



braccio da 60 mm, Ø 1.00 mm


Ø 19G, 60 mm long


DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI

Rollet J2143.1		
	Uncino per cute, a 3 denti smussi, larghezza 5 mm	Lacrimal retractor, 5 mm width, 3-blunt prongs
J2143.2	larghezza 7 mm	7 mm width
J2143.3	larghezza 10 mm	10 mm width

Rollet J2145.1		
	Uncino per cute, a 4 denti smussi, larghezza 5 mm	Lacrimal retractor, 5 mm width, 4-blunt prongs
J2145.2	larghezza 7 mm	7 mm width
J2145.3	larghezza 10 mm	10 mm width

J2062		Divaricatore di Agricola, piccolo regolabile per chirurgia vie lacrimali, valve da 6 mm	Adjustable speculum for lacrimal surgery, 6 mm long blade, by Agricola
-------	--	--	---

Ragnell J7320			
		Doppio retrattore. Lunghezza punta 10mm, altezza parte dx 17mm altezza parte sx 13mm	Double-ended retractor. Tip length 10mm, right height 17mm left height 13mm



COD	A	B	Descrizione	Description
Kilner J1325	120	30	Forbice per DCR, curva, smussa	DCR rynostomy scissors, curved, blunt tips

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



J3344



Pinza retta,
2x3 denti obliqui, robusti

Forceps straight,
2x3 oblique teeth, strong



**Moorfield
J3200**



Pinza retta,
delicata, zigrinata, apici acuti

Forceps straight,
delicate, serrated jaws, pointed tips



**Cavazza
J7340**

Curette ovale,
angolato, robusto, per DCR

Oval-curette,
angled, strong, for DCR



**Cavazza
J7324**

Scollaperiostio delicato,
bordi semitaglienti, per DCR

Periosteal elevator with semi-sharp edges,
delicate, for DCR



**Freer
J7322**

Doppio scollaperiostio,
smusso e semitagliente

Double-ended periosteal elevator,
blunt and semi sharp

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



J7323

Doppio scollaperiostio delicato,
per DCR

DCR double ended periosteal elevator,
delicate



J2384.3

Scollaperiostio di Rollet 3 mm

Periosteal elevator, 3 mm, by Rollet

J2384.5

Scollaperiostio di Rollet 5 mm

Periosteal elevator, 5 mm, by Rollet

J2384.7

Scollaperiostio di Rollet 7 mm

Periosteal elevator, 7 mm, by Rollet



J2386

Scollaperiostio di Valude

Periosteal elevator, by Valude



JDS7322/10
10 PER BOX STERILE

Doppio scollaperiostio

Double-ended periosteal elevator

DCR LACRIMAL SURGERY SET



J7102


Speculum nasale,
pediatrico, lunghezza 18 mm

Nasal speculum,
pediatric, 18 mm long

J7100

adulti, lunghezza 33 mm


adult, 33 mm long



J7100.1

adulti, lunghezza 50 mm


adult, 50 mm long



J7100.2

adulti, lunghezza 75 mm

adult, 75 mm long



Frazier
J7306

Aspiratore con foro on/off,
lunghezza 17 cm

Suction and wash tube, with hole on/off,
17 cm long



Frazier
J7306.1

Aspiratore con foro on/off,
lunghezza 12 cm

Suction and wash tube, with hole on/off,
12 cm long



J7024

Sonda scanalata, da 13 cm

13 cm long grooved probe



J2418

Spatola di Arruga per sacco lacrimale

Spatula, for lacrymal sac, by Arruga



DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI

PLACCHE MALLEABILI

ORBITAL PLATES



J7011	Placca malleabile, orbitale, 178x16 mm, spessore 0,90 mm	Orbital plate, malleable, 178x16 mm, thickness 0,90 mm
-------	---	---



J7012	Placca malleabile, orbitale, 200x12 mm, spessore 0,90 mm	Orbital plate, malleable, 200x12 mm, thickness 0,90 mm
-------	---	---



J7015.1	Placca malleabile, orbitale, 215x13 mm (X1)-11 mm (X2), spessore 0,50 mm, molto flessibile	Orbital plate, malleable, 215x13 mm (X1)-11 mm (X2), thickness 0,50 mm, very flexible
---------	--	---

J7015.2	215x17 mm (X1)-16 mm (X2)	215x17 mm (X1)-16 mm (X2)
---------	---------------------------	---------------------------

J7015.3	215x21 mm (X1)-19 mm (X2)	215x21 mm (X1)-19 mm (X2)
---------	---------------------------	---------------------------



Cavazza J7032	Pinza per caricamento ed inserimento del tubo di Jones nel punto lacrimale	Forceps for loading and positioning Jones tube into lacrimal duct
------------------	---	--

DCR LACRIMAL SURGERY SET



J2760.1	Scalpello per rinostomia, larghezza 3 mm	DCR scalpel, 3 mm
J2760.2	larghezza 4 mm	4 mm
J2760.3	larghezza 5 mm	5 mm
J2760.4	larghezza 6 mm	6 mm
J2760.5	larghezza 7 mm	7 mm



J2762.1	Sgorbia per rinostomia, larghezza 3 mm	DCR smudge, 3 mm
J2762.2	larghezza 4 mm	4 mm
J2762.3	larghezza 5 mm	5 mm
J2762.4	larghezza 6 mm	6 mm
J2762.5	larghezza 7 mm	7 mm



J2764	Martello a due teste per DCR	Double head hammer, for DCR
-------	------------------------------	-----------------------------



J7310	Pinza ossivora per sacco lacrimale	Bone rongeur forceps for lacrimal sac
-------	------------------------------------	---------------------------------------

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI

Kerrison
J2752.1

J2752.2

J2752.3



Pinza per dacriocistorinostomia,
lunghezza braccio da 65 mm,
da 3 mm

Bone rongeur, arm length 65 mm,
3 mm wide

da 4 mm
4 mm wide

da 5 mm
5 mm wide



J7122.1



Pinza ossivora per dacriocistorinostomia
lunghezza braccio da 125 mm, da 2 mm

Bone nibbling rongeur for DCR
arm length 125 mm, 2 mm wide

J7122.2

da 3 mm


3 mm wide

J7122.3

da 4 mm

4 mm wide

J7123.1



Pinza per dacriocistorinostomia,
da 2 mm, morso angolato 180°

Forceps for DCR,
2 mm wide jaws, 180° angled

J7123.2

da 3 mm

3 mm wide

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



Citelli
J2750.2



Pinza per dacriocisto-rinostomia,
da 2.2 mm

Bone rongeur,
2.2 mm tips

J2750.3



da 3 mm

3 mm tips



J7204

20

Pinza a baionetta,
zigrinata in punta

Dressing forceps, bayonet shaped,
knurled at the end

DCR LACRIMAL SURGERY SET


Takahashi
J7202



Pinza da etmoidectomia anteriore



Anterior ethmoidectomy rongeur



angolata 45°

J7203

45° angled

J7220



Pinza alligatore, presa sottile, lunghezza 10.00

Alligator forceps, fine tips



SET RICOSTRUZIONE VIE LACRIMALI MONOUSO NASOLACRIMAL INTUBATION DISPOSABLE SET

JD7020
3 PER BOX STERILE

**Set ricostruzione vie lacrimali,
per adulti, composto da:**

2 sonde Ø 22G lunghezza 185 mm e 1 tubicino
in silicone, Ø 0,7 mm, lunghezza 300 mm

Nasolacrimal intubation set includes:

2 malleable Ø 22G, 185 mm long probes and 1
silicone tubing Ø 0,7 mm, 300 mm long



* 52-208
1 PER BOX STERILE

* solo per il mercato domestico
* only for domestic market


Set completo per DCR, con dispositivo di
recupero incluso. Lunghezza della sonda 150
mm, lunghezza del tubo di silicone 320 mm,
dispositivo di recupero lunghezza 105 mm

Complete set for Dacryocystorhinostomy,
supplied with retrieval device included. Probe
length 150 mm, silicone tube length 320 mm,
retrieval device 105 mm length



MUSCLE SURGERY STRABISMO

Lieberman
J2031



Blefarostato regolabile, leggero,
valve da 14 mm, a forma di V

Adjustable speculum,
14 mm long, V-shaped blade



J2031.12



Blefarostato regolabile in titanio,
valve aperte da 13 mm

Titanium adjustable speculum,
13 mm open blades



J2031.13



Blefarostato regolabile in titanio,
valve aperte anatomiche da 13 mm

Titanium adjustable speculum,
13 mm anatomic open blades



PEDIATRIC SPECULUMS

Piozzi
J2039



Blefarostato regolabile per bambini,
valve da 11 mm

Adjustable child size wire speculum,
11 mm long blades



J2039.1



Blefarostato regolabile per bambini,
valve da 7 mm

Adjustable child size wire speculum,
7 mm long blades



Dieffenbach
J2717

Pinza emostatica, da 4 cm,
curva, piani interni zigrinati

4 cm long mosquito forceps
curved, serrated jaws



Stevens
J2153



Uncino per tenotomia, piccolo, angolato, 90°

Tenotomy hook, small, angled, 90°



Culler
J2154



Uncino per retto superiore, curvo

Superior muscle hook, curved



Jameson
J2160



Uncino da strabismo, bottonuto

Strabismus hook, with bulbous tip




Jameson
J2155.5



Uncino da strabismo curvo, **pediatrico**

Strabismus hook, curved, **pediatric**

Mazza
J2155



Uncino autostabilizzante per strabismo

Self-stabilizing strabismus hook

Graefe
J2155.0



Uncino da strabismo, misura 0
Lunghezza staffa 8.00, larghezza punta 1.10

Strabismus hook, size 0
Bracket length 8.00, Tip width 1.10

Graefe
J2155.1



Uncino da strabismo, misura 1
Lunghezza staffa 8.00, larghezza punta 1.50

Strabismus hook, size 1
Bracket length 8.00, Tip width 1.50

Graefe
J2155.2



Uncino da strabismo, misura 2
Lunghezza staffa 9.00, larghezza punta 1.75

Strabismus hook, size 2
Bracket length 9.00, Tip width 1.75

Graefe
J2155.3



Uncino da strabismo, misura 3
Lunghezza staffa 12.00, larghezza punta 1.80

Strabismus hook, size 3
Bracket length 12.00, Tip width 1.80

Nijs
J2155.4




Doppio uncino da strabismo, apici angolari,
diametro 1.27 - 1.91 mm

Strabismus, double-ended hook, angled arms
diameter 1.27 - 1.91 mm

J2158

24



Uncino per retto superiore,
curvo, con foro in punta

Superior muscle hook, curved,
with hole on distal point



Green
J2162



Uncino da strabismo, bottonuto

Strabismus hook, with bulbous tip



Pedrotti
J2165



Uncino da strabismo,
delicato, bottonuto e arcuato

Strabismus hook,
delicate, arcuate, with bulbous tip



Nucci
J2157

Doppio uncino retrattore congiuntivale

Double hook conjunctival retractor



Bonn
J2074

Spatola retrattore, angolata, da 16 mm

Retractor spatula, angled, 16 mm long



Pedrotti
J2167

Retrattore a forchetta,
con fessura da 3 m

Double-prong retractor, blunt tips,
internal gap 3 mm



Desmarres
J2100

4 mm

Elevatore palpebrale, per neonati, 4 mm

Lid retractor, for infants, 4 mm long blade

J2100.0

7 mm

Elevatore palpebrale, per bambini, 7 mm

Lid retractor, pediatric, 7 mm long blade

J2100.1

12 mm

Elevatore palpebrale, 12 mm

Lid retractor, 12 mm blade

J2100.2

14 mm

Elevatore palpebrale, 14 mm

Lid retractor, 14 mm blade

J2100.3

16 mm

Elevatore palpebrale, 16 mm

Lid retractor, 16 mm blade



Westcott
J1542



Forbice congiuntivale, curva, smussa,
lame da 10 mm

Conjunctival scissors, curved,
10 mm blades, blunt tips



J1560



Forbice per tenotomia muscolare, con arresto,
angolata, smussa, lame da 9 mm

Tenotomyscissors, with lock, angled, 9 mm,
blades, blunt tips



J1562



lame inverse

reverse blades



**Paufigue
J3224**



Pinza congiuntivale e da fissazione, retta, con
1x2 denti curvi da 0.60 mm, con ppf

Conjunctival and fixation forceps, straight, 1x2
curved 0.60 mm teeth, with tying platform



J3211.1



Pinza da fissazione per strabismo,
1x2 denti da 0.25 mm

Fixation clamp for strabismus,
1x2 teeth 0.25 mm



**Nucci
J3307**




Pinza da fissazione sclerale, per strabismo, a
doppia presa sclerale con spazio di 6 mm, retta,
con 1x2 denti obliqui da 0.60 mm con arresto

Strabismus, scleral fixation forceps, U-shaped,
6 mm spread, straight, 1x2 oblique, 0.60 mm
teeth, with lock




**Castroviejo
J3209**



Pinza da sutura, retta,
con 1x2 denti obliqui da 0.12 mm, con ppf

Suturing forceps, straight,
1x2 oblique 0.12 mm teeth, with tying platform


J3210



con 1x2 denti obliqui da 0.35 mm, con ppf

1x2 oblique 0.35 mm teeth, with tying
platforms

J3211




con 1x2 denti obliqui da 0.60 mm, con ppf

1x2 oblique 0.60 mm teeth, with tying
platforms



**Piantanida
J3423**



Pinza per resezione muscolare,
regolabile con vite di fissaggio, angolo 45°,
piano inferiore da 14 mm

Adjustable muscle resection forceps,
45° angled, 14 mm long lower platform,
with fixing screw


Blascovicz
J3424



Pinza per resezione muscolare chiusura a vite,
destra

Muscle forceps, with fixing screw,
right

J3425



sinistra

left

J2820.4



Caliper, straight, 20 mm spread,
graduated scale with 0.5 mm step

Compasso da 20 mm, retto,
con scala graduata con passo 0.5 mm

Giessen
J2830



Decimetro da 50 mm, retto

50 mm caliper, straight

Paliaga
J2833



Decimetro da 20 mm, curvo

20 mm caliper, curved

J3096.1



Pinza anatomica, robusta, retta,
presa zigrinata da 0.90 mm

Dressing forceps, strong, straight, 0.90 mm,
serrated jaws

J3096.2



Pinza anatomica, robusta, curva,
presa zigrinata da 0.90 mm

Dressing forceps, strong, curved, 0.90 mm,
serrated jaws



**Castroviejo
J3020.3**



Pinza anatomica, retta, presa zigrinata robusta,
da 0.70 mm

Dressing forceps, straight, 0.70 mm, strong
serrated jaws



**Mojon
J3245**



Pinza mini invasiva per strabismo, (MISS),
angolata, zigrinata, apice smusso

Minimally invasive strabismus surgery (MISS),
serrated angled tips, blunt



**Castroviejo
J4065**



Port'aghi robusto, curvo, con arresto da 145 mm

Needle holder, strong, curved, with lock, overall
length: 145 mm



J4061



curvo, senza arresto

curved, without lock



J4198



Port'aghi Twister, curvo, senza arresto, da
128 mm, anti-incarcerazione della sutura.
Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

SnagFree Twister needle holder, curved,
without lock, overall length: 128 mm
Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

ESTETICA CANNULE AESTHETIC CANNULAS

CANNULE per LIPOFILLING

Le sigle (**M**, **V** o **LL**) indicano il tipo di ATTACCO
cui sono dotate le cannule sotto illustrate

CANNULAE for LIPOFILLING

Letters (**M**, **V** o **LL**) indicate the type of HUB of
the cannulas as shown in the pictures hereunder



"Raccordo **M**"
Hub "**M**"



"Raccordo **V**"
Hub "**V**"



"Raccordo **LL**"
Hub "**LL**"

JP8100**M**



Cannula curva per lipofilling,
foro superiore, Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 90 mm



Cannula for lipofilling,
curved, upper hole, external Ø 1.6 mm,
total length 90 mm

JP8102**M**



Cannula curva per lipofilling,
foro inferiore, Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 90 mm

Cannula for lipofilling,
curved, lower hole, external Ø 1.6 mm,
total length 90 mm

JP8104**M**



Cannula retta per lipofilling,
apertura superiore, Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 50 mm



Cannula for lipofilling,
straight, upper opening, external Ø 1.6 mm,
total length 50 mm.

JP8106**M**



Cannula retta per lipofilling,
apice bottonuto, apertura superiore,
Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 50 mm

Cannula for lipofilling, straight,
closed, bulbous tips, upper opening,
external Ø 1.6 mm,
total length 50 mm

JP8108**M**



lunghezza 160 mm

total length 160 mm

J2633.8



Cannula bangerter 21G, retta
lunghezza 70 mm



Cannula bangerter 21G, straight
total length 70 mm

J2633.9



Cannula bangerter 23G, retta
lunghezza 70 mm



Cannula bangerter 23G, straight
total length 70 mm

ESTETICA CANNULE AESTHETIC CANNULAS

JP8110M



Cannula retta per lipofilling,
apice flautato, apertura superiore,
Ø esterno 1.6 mm, lunghezza 50 mm

Cannula for lipofilling,
straight, fluted tips, upper opening,
external Ø 1.6 mm, total length 50 mm

JP8130M
JP8130LL



Ago da lipofilling,
apice acuto, 20°, Ø esterno 2.0 mm,
lunghezza 100 mm

Needle for lipofilling,
20°, outer Ø 2.0 mm,
overall length 100 mm

JP8122M
JP8122LL

Cannula per infiltrazione anestetico
per tecnica "Wet", chiusa in punta,
6 fori a spirale, Ø esterno 1.5 mm,
lunghezza 150 mm

Cannula for anaesthetic infiltration
in "Wet" procedure, closed end,
6 helical holes, outer Ø 1.5 mm,
overall length 150 mm

JP8120M
JP8120LL

lunghezza 200 mm

overall length 200 mm

JP8121M
JP8121LL

Cannula per infiltrazione anestetico
per tecnica "Wet", chiusa in punta,
15 fori a spirale, Ø esterno 2.0 mm,
lunghezza 350 mm

Cannula for anaesthetic infiltration
in "Wet" procedure, closed end,
15 helical holes, outer Ø 1.5 mm,
overall length 300 mm

JP8115M
JP8115V



Cannula da prelievo tessuto adiposo,
chiusa in punta con apertura passante,
Ø esterno 3.0 mm, lunghezza 200 mm

Curved cannula for withdrawal of adipose tissue,
closed end with side opening,
outer Ø 3.0 mm, overall length 200 mm

JP8115.1M
JP8115.1V

lunghezza 130 mm

overall length 130 mm

ESTETICA CANNULE

AESTHETIC CANNULAS

JP8135V



Cannula per liposcultura,
Ø 3 mm, retta, chiusa in punta,
foro superiore, lunghezza 175 mm

Cannula for liposculpture,
outer Ø 3 mm, closed end, upper hole,
overall length 175 mm

JP8136V



Cannula per liposcultura,
Ø 4 mm, retta, chiusa in punta,
3 fori, lunghezza 165 mm

Cannula for liposculpture,
outer Ø 4 mm, closed end,
3 holes, overall length 165 mm


JP8137V



Cannula per liposcultura,
Ø 5 mm, retta, chiusa in punta,
3 fori superiori, lunghezza 235 mm

Cannula for liposculpture,
outer Ø 5 mm, closed end, 3 upper holes,
overall length 235 mm

JP8138V



Cannula a coda di rondine,
apice tagliente per dissezione e
sbrigliamento tessuti, Ø 4 mm, retta,
chiusa in punta, lunghezza 300 mm

Cannula, cutting distal edge,
for tissue dissection and debridement,
outer Ø 4 mm, closed end,
overall length 300 mm

JP8133



Manico in alluminio da utilizzare con cannule:
JP 8135V - JP 8136V - JP 8137V - JP 8138V

Handle for cannulas. To be used with:
JP 8135V - JP 8136V - JP 8137V - JP 8138V

(SUPERFICIAL ENHANCED FLUID FAT INJECTION)

Le cannule per tecnica SEFFI sono state realizzate dalla E.Janach® su specifica richiesta del Dr. Francesco Bernardini e Dr. Alessandro Gennai.

Le tecniche SEFFI (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) e MICRO-SEFFI sono state pubblicate sulle principali riviste internazionali di chirurgia estetica dagli stessi autori, come ad esempio, l'Aesthetic Surgery Journal ed il JAMA of Facial Plastic Surgery.

Con questa nuova tecnica si ottiene un tessuto che ha dimostrato una elevata ricchezza di cellule adipose vitali e cellule staminali (ADSCs) provenienti dalla Stromal Vascular Fraction (SVF), mescolate (enhanced) a fattori di crescita provenienti dalle piastrine (PRP).

La combinazione di cellule adipose e staminali garantisce effetti positivi sul volume del viso e sul ringiovanimento della pelle, rendendo possibile standardizzare la metodica di prelievo e consentendo così di trattare, con il tessuto, tutte le aree del viso, comprese quelle delicate come la perioculare e la periorale.

Il grasso sottile prelevato, potenziato e fluidificato da PRP, diventa un filler autologo che, come tale, può essere iniettato con micro-cannule negli strati più superficiali del derma, garantendo maggior efficacia e massima attività di ringiovanimento cutaneo senza rischi di effetto o accumulo visibile anche nelle aree più delicate.

Le dimensioni ridotte dei lobuli di grasso non sono determinate dalla manipolazione del tessuto adiposo, che comporterebbe una perdita di vitalità degli adipociti, ma dalle dimensioni ridotte dei fori delle cannule utilizzate per il prelievo.

Caratteristiche peculiari delle nuove cannule da prelievo realizzate sono individuabili e apprezzabili nella qualità dei materiali e nella meticolosa cura dei dettagli. Gli acciai medicali specifici possiedono rigidità e portata interna maggiorata grazie al sistema "thin wall", che agevola la facilità di prelievo, anche grazie ai fori distribuiti a spirale sulla superficie, disponibili in tre versioni: 0.3 - 0.5 e 0.8 mm di Ø.

Le cannule SEFFI vengono proposte, secondo le aree da trattare, con le seguenti indicazioni:

- . il tessuto ottenuto con la cannula con fori da 0.8 mm viene impiegato per le aree più estese e con derma spesso (fronte/tempia/zigomo/guancia/mento)
- . il tessuto ottenuto con la cannula con fori da 0.5 mm viene impiegato per il sopracciglio, per il solco palpebrale superiore e per le labbra
- . il tessuto ottenuto con la cannula con fori da 0.3 mm viene impiegato per trattare le rughe superficiali perioculari (zampe di gallina) nella palpebra inferiore, i solchi lacrimali e le rughe sottili delle labbra (codice a barre)

La tecnica SEFFI si dimostra efficace e sicura, in grado di ottenere risultati ottimali sia in associazione ad altre chirurgie sia usata da sola come tecnica di medicina rigenerativa cutanea e filler del volto, per un lifting medico di lunga durata.



The cannulas for SEFFI are manufactured by E.Janach® upon specific request of Dr. Francesco Bernardini and Dr. Alessandro Gennai.

The SEFFI (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) and MICRO-SEFFI cannulas have been published in leading international cosmetic surgery journals such as Aesthetic Surgery Journal and JAMA of Facial Plastic Surgery by the same authors.

This new technique allows to obtain a tissue which shows a high richness of vital fat cells and stemcells (ADSCs) from the Stromal Vascular Fraction (SVF), enhanced to growth factors coming from the platelets (PRP).

The combination of adipocytes and stem cells guarantees a positive effect on the volume of the face and skin rejuvenation, allowing to standardize the fat extraction and to treat, with the extracted tissue, all the areas of the face, including delicate parts as the periocular and perioral areas.

The thin fat extracted, enhanced and fluidified by PRP becomes an autologous filler which, as such, can be injected with micro-cannulas in the upper layers of the dermis ensuring greater efficiency and improved skin rejuvenation action without risks or visible accumulation even in the most delicate areas.

The small size of the fat lobules are not determined by the manipulation of the adipose tissue, which would result in a loss of vitality of the adipocytes, rather than by the small size of the ports of the cannulas used for the suction.

The main features of the cannulas can be identified in the quality of the materials used and the meticulous attention for details. The medical grade stainless steel used have increased stiffness and internal flow thanks to the "thin wall" system, a feature that facilitates removal, also thanks to the spiral-shaped distribution of the ports along the surface.

Available in 0.3 - 0.5 e 0.8 mm diameter.

The SEFFI cannulas are offered according to the areas that need to be treated as per following indications:

- . the tissue obtained with the 0,8 mm port cannulas is used for very large areas and for thick dermis (front / temple / cheekbone / cheek / chin)
- . the tissue obtained with the 0,5 mm port cannulas is used for the eyebrow, for the upper lid groove and for the lips
- . the tissue obtained with the 0,3 mm port cannulas is used to treat periocular surface wrinkles (crow's feet) in the lower eyelid, the tear furrows and fine lines of the lips (bar code)

The SEFFI technique proves to be the most effective and safe, able to obtain best results both in combination with other surgeries or used alone as a skin regenerative medicine technique and filler of the face, for a long term medical facelift.

CANNULE S.E.F.F.I.

(SUPERFICIAL ENHANCED FLUID FAT INJECTION)



**Bernardini/Gennai
JP8131**

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori PICCOLI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_SMALL holes

**Bernardini/Gennai
JP8131.1**

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori MEDI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_MEDIUM holes

**Bernardini/Gennai
JP8131.2**

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori GRANDI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_BIG holes




STERILIZATION TRAYS AND ACCESSORIES

CONTAINERS

STERILIZATION TRAYS

J4721



Scatola in PSU, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo, a 2 piani, per 20 strumenti, dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

PSU sterilization tray, with silicone mat and metal clips, two tiered, fits 20 instruments, outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

J4711.5

Tappeto silicone per J4711 e piano inferiore J4721

Silicon mat for J4711 and J4721 (lower tier)

J4711.6

Tappeto silicone per piano superiore J4721

Silicon mat for J4721 (upper tier)



J4724

Scatola in polisulfone, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo, a 2 livelli, per i 2 set di strumenti per oftalmoplastica, dimensioni esterne: 52.5 x 25.6 x 5.6 cm

Sterilization tray, with silicone mat and metal clips, double level, for both lacrimal and lid surgery set, outer dimensions: 52.5 x 25.6 x 5.6 cm

J4564



Container traforato 270 x 170 x 35 mm, con tappeto silicone , ferma strumenti a coda di rondine e coperchio con maiglia

Container perforated 270 x 170 x 35 mm, with silicone mat, stops dovetail tools and cover with handle

ACCESSORIES




Viscot® V1425SR-10

Penna dermografica Viscot®
con punta doppia: ultra fine e media

Double tip Viscot® dermographic
pen: ultra fine and medium

CAUTERIO_CAUTERY



J4454 Set cauterio a pile,
regolabile, **completo di 5 anse:**

J4455 ansa a pile colore giallo

J4456 ansa a pile colore bianco

J4457 ansa a pile colore azzurro

J4458 ansa a pile colore rosso

J4459 ansa a pile colore verde

e **2 batterie**

Battery operated adjustable
cautery, **set including:**

loop electrode, yellow

loop electrode, white

loop electrode, blue

loop electrode, red

loop electrode, green

and **2 batteries**

CAUTERIO MONOUSO_DISPOSABLE CAUTERY

5 PER BOX STERILE



Bovie BBAA00		Cauterio monouso - PUNTA FINE	Disposable cautery - FINE TIP
Bovie BBAA01		Cauterio monouso ad alta temperatura	High temperature cautery
Bovie BBAA04		Cauterio monouso - PUNTA ALLUNGATA	Disposable cautery - ELONGED TIP
Bovie BBAA90		Cauterio monouso - PUNTA MICROFINE	Disposable cautery - ULTRAFINE TIP

J4428
100 per box sterile

J4428.0
Individually packed




Protettore oculare trasparente
post intervento, universale, sterile
Eye shield, clear, universal, sterile

Protettore oculare trasparente post intervento,
universale, non sterile
Eye shield, clear, universal, non-sterile




SPONGES



J4489

Tamponi rettangolari,
Confezione da 200 pz. sterili
in 20 buste da 10 pz.


Rectangular sponges,
Box of 200 sterile items,
20 packs of 10 sponges each



J4491

Tamponi triangolari in PVA con manico,
Confezione da 200 pz. sterili
in 20 buste da 10 pz.

PVA sponges spears triangular, with handle,
Box of 200 sterile items,
20 packs of 10 spears each



J4496.1

Bastoncini Viscotex, 5 x 66 mm,
confezione da 400 pezzi sterili
in 20 buste da 20 pezzi

Viscotex sponges, 5 x 66 mm,
box of 400 sterile items,
20 packs of 20 sponges each

J4496.2

Confezione da 500 pz. non sterili

Box of 500 non-sterile items



J4498.1

Bastoncini oculistici, 4 x 67 mm
Confezione da 100 pz. sterili
in 10 buste da 10 pz.

Sponges, 4 x 67 mm
Box of 100 sterile items,
10 packs of 10 sponges each

SOLUZIONI DETERGENTI E DISINFETTANTI CLEANING AND DISINFECTANT SOLUTIONS

J5001*

Confezione da 12 flaconi da 120 ml
Box of 12 bottle 120 ml

* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie. Esclusa la vendita al dettaglio

* Only for domestic market



TSL 44, soluzione detergente, disinfettante, senza risciacquo, ideale per dispositivi ed accessori oftalmici a contatto

TSL 44, detergent and disinfectant solution for ophthalmic contact items

J5003 *

Detergente Polienzimatico da 1L

* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie. Esclusa la vendita al dettaglio

* Only for domestic market



Sistema detergente ad azione plurienzimatica. Specifico per la preliminare rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi da sottoporre a successiva disinfezione o sterilizzazione. Indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastrumenti e ultrasuoni

Multi-enzymatic detergent system. Specific for the preliminary removal of blood and organic contaminants from devices to be later disinfected or sterilized. Suitable for manual immersion washing, for washing and ultrasounds machines

PULIZIA AD ULTRASUONI ULTRASONIC CLEANER

CPX-952-236R

Lavaferri ad ultrasuoni Branson® mod. **M2800-E** con timer meccanico, coperchio incluso, senza riscaldamento.

Cestello forato a parte 000-019-229.
Cesto per lavaferri ad ultrasuoni
misure 209x109x88 mm
Branson® mod. **2800**

Branson® Ultrasonic Baths – Ultrasonic Cleaner with cover and mechanical timer. No heater. Branson® mod. **M2800-E**.

Perforated basket available separately with part number 000-019-229
dimensions: 209x109x88 mm
Branson® mod. **2800**



CREMA VISO ANTI-AGE



EJ 01

CREMA VISO ANTI-AGE

Crema viso adatta a tutti i tipi di pelle, caratterizzata da una texture gel ultra fresca, agisce come un delicato velo d'acqua sulla pelle. La pelle appare più luminosa, distesa e uniforme. Tutto grazie alle straordinarie proprietà idratanti e addolcenti dei suoi componenti. La formula contiene vitamina E ad azione antiossidante, che protegge la pelle dall'azione dei radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo e dei danni cellulari, e la malva dall'azione emolliente e lenitiva. Contiene tre tipi di acido ialuronico, arricchita con burro di karitè, per rendere la pelle più morbida al tatto ed elastica.

Dermatologicamente testato. Evitare il contatto con gli occhi e l'utilizzo in caso di ipersensibilità a qualche ingrediente.




ANTI-AGE FACE CREAM

Face cream for all skins, characterized by an ultra-fresh gel texture, acts as a delicate veil of water on the skin. The skin seems brighter, relaxed and even. All thanks to the extraordinary moisturizing and softening properties of its components. The formula contains vitamin E with an antioxidant action, which protects the skin from the action of free radicals, the main causes of skin aging and cell damage, and mallow with an emollient and soothing action. Contains three types of hyaluronic acid, enriched with shea butter, to make the skin softer to the touch and elastic.

Dermatologically tested. Avoid contact with eyes and use in case of hypersensitivity to any ingredient.



OTHER BROCHURES...



Sistema di
Qualità Certificato

Certified
Quality System



UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2021

© Copyright:
E.Janach

e.janach[®]
janach.it

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it

BRO.101.07.23.IT/EN